

上部・下部にある2種類の「もみボール」と「もみアーム」で  
しっかりところをほぐしてくれるマッサージャーです。

上部のもみボールが、疲れた部分を  
しっかり「挟みこむ」ことで筋肉の疲れをとり、  
中央部のもみアームと下部のもみボールが、  
疲れた部分をしっかり「掴むこと」で  
こりをほぐします。

人の手では味わうことができない  
「挟みこみ+掴みもみ」マッサージを  
一度に味わうことができ、  
すっきり軽やかな気持ちになります。

強さが足りないときには、  
本体のハンドル部分を握り、軽く引っ張る  
ことで負荷を変えることができます。

デザインもブラックを基調とした  
シンプルなデザインで、誰もが使える  
飽きのこないデザイン。  
「挟みこみ+掴みもみ」で筋肉のこりをほぐし、  
疲れたカラダをしっかり癒しましょう。

お問い合わせに関するご相談は

取り扱い方法・ご不明な点は

アルインコフィットネス カスタマーサービス課



0120-30-4515 アルインコ株式会社 フィットネス事業部  
受付時間 AM10:00~PM4:00(平日PM12:00~1:00、土日祝除く) カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江 1-1-1

製品情報、取扱説明書、その他弊社商品は

<http://www.alinco.co.jp/> または

アルインコフィットネス

検索

#### ！安全に関するご注意

ご使用前に必ず付属の「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

◎本製品は一般家庭用マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。直接骨部に当たる部位には使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。

◎次に該当する人は本製品を使用しないでください。

○医師から使用を禁じられている人(血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう、急性静脈リゅう、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。)症状が悪化させるおそれがあります。

◎医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ、その指示にしたがってください。守らないと事故や体調不良を起こすおそれがあります。

○ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方。○悪性しゅようのある方。○心臓に障害のある方。○温度感覚喪失のある方。○心身初期の不安定期又は出産直後の方。○糖尿病などによる高度な末しょう循環障害からくる知覚障害のある方。○皮膚に創傷のある方。○安静を必要とする方。○体温 38℃以上(有熱期)の方。例1 急性炎症症状【けん怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例2 衰弱しているとき。○骨粗しょう症の方。せきついの骨折、捻挫、肉離れなど、急性【どう痛性】疾患の方。○ケガをしている方。○かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する方。○せきついに異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方。○その他、医療機関で治療中の方。○上記以外に身体に異常を感じているとき。

◎現在健康でも、下記のような方は必ず医師と相談のうえ使用してください。守らないと健康を損なうおそれがあります。

○加齢により筋肉の衰えた方や瘦身の方。○椎間板ヘルニアなど骨や内臓に起因する腰痛の方。○打ち身や捻挫のしやすい方。○乗り物酔いの激しい方。○過去に心臓や内臓の手術をされた方。

◎その他、付属の取扱説明書に記載されている内容をお守りください。

■製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。■改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。■日本国内でご使用ください。

公式SNSアカウント



@alinco\_fitness

@alinco\_fitness

FNLIELNE- ver.1.0

首もみマッサージャー 8900  
MCR 8900K

深層部まで  
しっかり届く

a+rela  
massage

管理医療機器



詳しいご使用方法を  
動画でも紹介  
しております。



## 身体の疲れに癒しを

肩、背中、腰、太もも、  
ふくらはぎ、足裏…  
こりの箇所をピンポイントで  
マッサージ。

## 効果・効能

- 疲労回復・筋肉の疲れをとる
- 血行を良くする
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の緩和

## 挟んで揉みほぐすマッサージ もみボール × もみアーム

### 様々な部位に

肩や腰、太ももなどいろいろな場所にフィットします。



### 簡単操作 難しい操作は不要。ボタンをワンプッシュ。

#### マッサージモード3種

モードボタンをワンプッシュで切り替わります。



#### もみ速度

もみの速度調節は2段階。  
はやきボタンをワンプッシュで切り替わります。



#### 電源ボタン

マッサージ開始と終了ができます。

### 手もみ感覚

上部の大きなもみボールは首を左右から挟み込みます。  
下部のもみアームが肩を掴み移動しながら揉み上げます。

### もみ強度の調節

ハンドルの引き具合で好みの強度にあわせることが可能です。

### お得な電気代

月々の電気代は約3円。経済的にご使用いただけます。

### オートタイマー

10分で電源が切れます。もみ過ぎを防止します。

### 製品仕様

- 販売名：首もみマッサージャー 8900
- 品番：MCR8900
- 製品サイズ：W500×D600×H205mm
- 製品質量（重量）：約 1.9kg
- 電源：AC100V(50-60Hz)
- 定格消費電力：15W
- 材質：本体…ポリエステル、操作部…ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)
- 定格時間：10分
- 付属品：ACアダプター
- 生産国：中国